

# ***BT Cool EASY***

## SISTEMA DE BRANQUEAMENTO MANUAL DO UTILIZADOR



CE

- 
- Esta unidade tem de ser instalada por dentistas certificados e utilizada apenas por pessoal médico licenciado e formado ou profissionais de laboratório.
  -  Todas as instruções neste MANUAL DO UTILIZADOR têm de ser lidas por completo antes da instalação ou funcionamento.

# ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO . . . . .	2
2.	VANTAGENS . . . . .	2
3.	CONSTITUIÇÃO e INSTALAÇÃO . . . . .	2
4.	FUNCIONAMENTO . . . . .	6
5.	MANUTENÇÃO . . . . .	6
6.	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS . . . . .	7
7.	ESPECIFICAÇÕES e ACESSÓRIOS . . . . .	7
8.	GARANTIA . . . . .	8

## 1. APRESENTAÇÃO


Esta unidade foi criada para o branqueamento dos dentes num consultório. Esta unidade tem de ser utilizada apenas por profissionais dentistas.

## 2. VANTAGENS

- 1» **Fonte de iluminação LED:** Emite uma luz azul, potente, mas que não cria muito calor. Funcionamento calmo sem ventoinhas ruidosas.
- 2» **Forma em arco:** Fornece um campo de branqueamento da boca quase completo.
- 3» **Múltipla Selecção do Tempo:** 5, 10, 15, 20 e 25 minutos.
- 4» **Braço giratório com controlo na ponta dos dedos:** Suaviza o funcionamento e a configuração da posição, arrastando e puxando.
- 5» **Retenção da memória:** Tem uma configuração de memorização da última operação, para a utilização seguinte.
- 6» **Design simples:** Pequeno e leve.
- 7» **Fácil de instalar, de utilizar e de guardar.**

## 3. CONSTITUIÇÃO e INSTALAÇÃO

### CONSTITUIÇÃO:



## INSTALAÇÃO:

IMAGEM	PROCESSO DE MONTAGEM
	<p>1. Coloque o braço na haste verticalmente.</p>
	<p>2. Segure bem o braço e rode a haste no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio para apertar bem o braço.</p>
	<p>3. Coloque o protector de borracha.</p>

IMAGEM	PROCESSO DE MONTAGEM
	<p>4. <b>Insira o tubo de metal no buraco do apoio.</b></p>
	<p>5. <b>Aperte a porca na linha do apoio em metal.</b></p>
	<p>6. <b>Complete instalando a haste no apoio.</b></p>

IMAGEM	PROCESSO DE MONTAGEM
	<p><b>7. Rode a rosca para ajustar o tamanho da haste:</b>  <b>No sentido dos ponteiros do relógio: Aperta.</b>  <b>No sentido inverso ao dos ponteiros do relógio: Desaperta.</b></p>
	<p><b>8. Coloque correctamente o Guia da Distância.</b></p>
	<p><b>9. Instalação completa.</b></p>

## **4. FUNCIONAMENTO**

- 1» Ligue o cabo da alimentação à alimentação e ligue a alimentação à corrente eléctrica correcta (AC 100V~240V). Aparece “05” no ecrã.
- 2» Ajuste a haste à altura desejada. O braço é concebido para poder ajustar a direcção da luz à direita ou à esquerda.
- 3» Prima “TIME” para seleccionar o tempo: 5, 10, 15, 20 e 25 minutos.
- 4» Prima “START” para iniciar o funcionamento (o ponto ficará a piscar durante o funcionamento).
- 5» Prima “PAUSE” para fazer uma pausa no funcionamento (o ponto permanece ligado durante a pausa) e prima de novo para continuar.
- 6» Prima “RESET” para interromper o funcionamento, ou este termina quando acabar o tempo.
- 7» Desligue a alimentação e mantenha a unidade devidamente arrumada após a utilização.
- 8» Apoie bem a unidade e mova-a com cuidado muito lentamente, para prevenir danos na unidade ou lesões em pessoas se a plataforma de movimento ou de transporte ficar inclinada em 10° (ou mais). O equipamento tem de ser mantido nas posições especificadas apresentadas na imagem da instalação completa.

## **5. MANUTENÇÃO**

- 1» Mantenha o L.E.D. (área de iluminação) e o suporte afastados de líquidos, incluindo água.
- 2» Mantenha a unidade limpa. Limpe o L.E.D. (área de iluminação) e o suporte apenas com um pano suave e seco, caso estes fiquem sujos.
- 3» Não torça excessivamente a caixa de controlo, para prevenir danos da estrutura interna, caso a caixa de controlo esteja fixada pela cavilha no interior.
- 4» Fixe o cabo eléctrico enquanto move ou transporta a unidade.
- 5» Siga os requerimentos nacionais quanto à eliminação da unidade.

## 6. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os utilizadores podem simplesmente tratar das seguintes situações. Para qualquer outra situação que não esteja listada, por favor, contacte o seu revendedor imediatamente para uma verificação mais aprofundada. Qualquer reparação feita pelo utilizador pode piorar o estado do aparelho e dar origem a danos severos ou lesões.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
"H5" aparece no ecrã.	A alimentação não é a correcta.	Use uma alimentação correcta com uma saída DC 5V.
O LCD não mostra nada.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A alimentação não está bem ligada.</li><li>2. Fusível sobrecarregado.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Certifique-se de que a tomada, alimentação e o cabo da alimentação estão correctamente ligados.</li><li>2. Retire a alimentação. Volte a ligar a alimentação passados 2 minutos.</li></ol>

## 7. ESPECIFICAÇÕES e ACESSÓRIOS

### 1» ESPECIFICAÇÕES

FONTES DE ILUMINAÇÃO	:	LED azul
ESPECTRO	:	430 ~ 490nm
ADAPTADOR DE LIGAÇÃO DA ENERGIA		
ENTRADA	:	AC 100 - 240V, 50/60Hz
SAÍDA	:	DC 5V, 3A
COMPRIMENTO DO BRAÇO	:	90cm
ALTURA	:	120 cm
PESO	:	4,2 kg (líquidos)

### NOTA:

1. O melhor ambiente de funcionamento, transporte e armazenamento encontra-se nos:

Temperatura	:	0°C ~ 40°C
Humidade	:	30% ~ 90%.

2. A ficha da tomada é o sistema de ligação da alimentação do equipamento.

### 2» ACESSÓRIOS

CAIXA DE CONTROLO COM BRAÇO + HASTE + SUPORTE  
ADAPTADOR DE LIGAÇÃO DA ENERGIA  
ÓCULOS DE PROTECÇÃO  
GUIA DE DISTÂNCIA

## **8. GARANTIA**

- 1» Este instrumento descrito neste manual foi completamente inspeccionado e encontra-se em conformidade com as especificações actuais do produto.**
- 2» Este instrumento tem a garantia para o seu uso designado contra defeitos de origem de material e mão-de-obra durante um período de 12 meses a partir da data de compra.**
- 3» Para prevenir atrasos no processamento de uma queixa ao abrigo da garantia, o cartão de registo deverá ser completado e devolvido na altura da compra.**
- 4» Todos os termos da garantia estão sujeitos / baseiam-se no cartão da garantia fornecido com cada unidade.**

# **APOZA ENTERPRISE CO., LTD.**

6F, 657, CHUNG-CHENG ROAD, HSIN-CHUANG CITY,  
242 TAIPEI HSIEN, TAIWAN, R.O.C.  
TEL : 886-2-29032774·29010620  
FAX : 886-2-29033874·29012208  
E-mail : [apoza@apoza.com.tw](mailto:apoza@apoza.com.tw)  
<http://www.apoza.com>

## **DECLARAÇÃO DE GARANTIA**

Este instrumento descrito abaixo foi completamente inspeccionado e encontra-se em conformidade com as especificações actuais do produto.

Este instrumento tem a garantia para o seu uso designado contra defeitos de origem de material e mão-de-obra durante um período de 12 meses a partir da data de compra. As reparações que sejam necessárias devido à má utilização ou desmontagem do aparelho, ou pelas peças que não sejam fornecidas pelo fabricante, não são abrangidas pela garantia.

As seguintes peças não são abrangidas pela garantia:

- 1) Unidade de escalamento : Ponta de escalamento, suporte endo, lima, mandril.  
(com uma boa manutenção e as operações indicadas, a peça sob garantia pode ser devolvida para ser substituída apenas uma vez.)
- 2) Luz torcida : Lâmpada, fibra óptica (guia de iluminação).
- 3) Unidade polidora do ar : Ponta do ar, pó conservante (SoBiCa).
- 4) Unidade de abrasão do ar : Ponta de abrasão do ar, pó de abrasão (óxido de alumínio).
- 5) Câmara oral : Protecção descartável.

\* As peças seguintes têm a garantia de 3 meses: Sondas do gerador de ozono, bateria\*

NOME DO ITEM \_\_\_\_\_

Nº DE SÉRIE \_\_\_\_\_ INSPECTOR \_\_\_\_\_

POTÊNCIA \_\_\_\_\_ VOLTAGEM \_\_\_\_\_

(RASGUE AQUI)

---

## **CARTÃO DE INFORMAÇÃO DE DEVOLUÇÃO**

NOME DO ITEM \_\_\_\_\_

Nº DE SÉRIE \_\_\_\_\_ DATA DA COMPRA \_\_\_\_\_

POTÊNCIA \_\_\_\_\_ VOLTAGEM \_\_\_\_\_

NOME DO CLIENTE \_\_\_\_\_

MORADA \_\_\_\_\_

**Por favor, preencha este “Cartão de Informação de Devolução” ao representante de vendas, para registo do utilizador e futuros serviços.**

