



INSTRUMENTOS

DENTASEPT®

Tri Enzymatic

INDICAÇÕES

Limpeza e desinfecção de instrumentos dentários antes da esterilização.

VANTAGENS DO PRODUTO

- ✓ Formulação trienzimática:
 - Protease** - reduz as proteínas em aminoácidos
 - Lipase** - atua sobre as gorduras
 - Amilase** - destrói os glúcidos
- ✓ Não contém cloretos
- ✓ Diluição de 1%, muito económica: 1 litro de solução concentrada = 100 litros de solução pronta para uso
- ✓ Eficaz em apenas 5 minutos, ativo contra todos os vírus envelopados¹
- ✓ Eficaz em apenas 5 minutos, ativo contra todos os vírus envelopados¹
- ✓ Ideal para uso em cuba de ultrassons
- ✓ pH 7,2 quando diluído, compatível com uma ampla gama de materiais
- ✓ Dispositivo médico de classe IIb (Diretiva 93/42/CEE, conforme alterada)

PROPRIEDADES MICROBIOLÓGICAS A 20°C

Bactericida: EN 1040, EN 13727, EN 14561, 0,5% / 5 minutos.
Ativo contra BMR: EN 13727, 0,5% / 5 minutos.
Leveduricida: EN 1275, EN 13624, EN 14562, 1% / 5 minutos.
Ativo segundo a EN 14476 em 5 minutos, 0,5%, contra PRV (vírus modelo HBV), BVDV (vírus modelo HCV), Herpes vírus, vírus Vaccinia, VIH-1.

COMPOSIÇÃO

Propionato de amónio quaternário, digluconato de clorexidina, tensoativos não iónicos, complexo enzimático (protease, lipase e amilase), perfume, corante, excipientes.

EMBALAGENS

Recipiente doseador de 1 litro.
Recipiente de 5 litros com bomba doseadora.

¹ O Instituto Robert Koch recomenda o uso de desinfetantes que alegam uma atividade virucida limitada para interromper a cadeia de infeção. Segundo este Instituto, uma atividade virucida limitada (eficaz contra vírus envelopados) corresponde a uma atividade contra o vírus Vaccinia e o BVDV.



INSTRUMENTOS

DENTASEPT® Tri Enzymatic

PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO

Limpeza e desinfecção de instrumentos dentários antes da esterilização.

ANTES DE UTILIZAR

Colocar luvas apropriadas.

MODO DE UTILIZAÇÃO

- 1 Diluir Dentasept® Tri Enzymatic a 1% (20 ml por cada 2 litros de água).
Recipiente de 1 litro: encher o doseador até ao nível desejado.
Recipiente de 5 litros: 1 pressão da bomba = 10 ml.
- 2 Mergulhar completamente os instrumentos na solução, cobrir e deixar atuar durante 5 minutos.
- 3 Retirar os instrumentos da solução e verificar a ausência de sujidade. Escovar se necessário.
- 4 Enxaguar abundantemente com água potável para remover qualquer resíduo do produto e sujidade orgânica, depois limpar.
- 5 Secar os instrumentos e prepará-los para a esterilização.

Renovar a solução pelo menos uma vez por dia.

PRECAUÇÕES

Perigoso – respeite as precauções de utilização (estabelecidas de acordo com as normas europeias em vigor sobre a classificação e rotulagem de produtos químicos). Armazenar entre +5 °C e +35 °C. Dispositivo médico de classe IIb (Diretiva 93/42/CEE, conforme alterada).

