

Designação	Agulhas endodônticas Medibase (100)
Referência(s)	3125099
Imagem	
Descrição	Agulhas estéreis para irrigação das bolsas periodontais e dos canais radiculares.
Características e dados técnicos	Calibre: 30 G - 0,30 mm Comprimento: 23 mm Eficaz por efeito de repulsão: insira a agulha suavemente no canal radicular. Quando parar, puxe-a 1 mm para fora e comece a injetar a solução exercendo uma leve pressão.
Embalagem	Caixa de cartão com 100 agulhas. Cada agulha é embalada individualmente num blíster estéril.
Prazo de validade	5 anos a partir da data de fabrico.
Instruções de utilização	
Informações legais	Dispositivo médico estéril de Classe I, de acordo com a Diretiva Europeia 93/42/CEE, incluindo a Diretiva 2007/47/CE. Marcação CE-0197-TUV RHEINLAND Fabricante: CDM CENTER OF EXCELLENCE LTD