

C. F. P. M.

Conception, Fabrication de produits médicaux et paramédicaux

Página 1 de 7

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

PRODUTO: **DENTO – VIRACTIS 95**

De acordo com 2001/58/CE – 1907/2006/CE – ISO 11014-1

Versão: 09/04/2008

1. Identificação do produto e da empresa

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Nome: **DENTO-VIRACTIS 95**
Utilização do produto: Detergente para sistemas de aspiração
Tipo: Produto para limpeza e desinfecção de dispositivos médicos.

FABRICANTE:

Nome: CFPM
Endereço: 2BIS, chemin du Loup
93290 Tremblay-en-France

TEL.: +33 (0) 1 45 91 31 82

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Este produto não é classificado como um produto inflamável. Ver as recomendações sobre outros produtos presentes no local.

- Irritante para os olhos
- Pode provocar uma reação alérgica
- Muito tóxico para os organismos aquáticos.



IRRITANTE



PERIGOSO PARA O AMBIENTE

R 50 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

R 36 Irritante para os olhos.

Outras considerações: Esta preparação é utilizada como biocida.

3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÕES SOBRE OS COMPONENTES

Texto correspondente às frases R indicadas na secção 2: ver secção 16.

Substâncias perigosas representativas:

(Presentes na preparação em concentração suficiente para lhe conferir as características toxicológicas que teria no seu estado 100% puro)

Esta preparação não contém nenhuma substância perigosa desta categoria.

C. F. P. M. – 2 bis, chemin du Loup – 93290 Tremblay-en-France – FRANCE

Tel.: +33 (0)1 45 91 31 82

C. F. P. M.

Conception, Fabrication de produits médicaux et paramédicaux

Página 2 de 7

Outras substâncias que representam um perigo:

ÍNDICE	CAS	CE	NOME	SÍMBOLO	FRASES R	%
	5949-29-1	201-069-1	Ácido cítrico mono-hidratado	Xi	36	10<=x%<25

Substâncias presentes em concentração inferior ao limite mínimo de perigo:

ÍNDICE	CAS	CE	NOME	SÍMBOLO	FRASES R	%
	63449-41-2	264-151-6	Cloreto de alquil-benzil-dimetilamónio	C N	50 34 21/22	0<=x%<2,5
	7173-51-5	230-525-2	Cloreto de dodecil dimetilamónio	C N	34 50 22	0<=x%<2,5

Outras substâncias presentes nos valores-limite de exposição profissional:

Não está presente nenhuma substância conhecida desta categoria.

Pode provocar uma reação alérgica:

ÍNDICE	CAS	CE	NOME	SÍMBOLO	FRASES R	%
601-029	5989-27-5	227-813-5	D-limoneno (R) –P-Menta-1,8-dieno	Xi N	10 38 43 50/53	0<=x%<25

4. Medidas de primeiros socorros

Em geral, se tiver alguma dúvida ou se os sintomas persistirem, consultar um médico.
NUNCA administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Contacto com os olhos:

Lavar abundantemente com água limpa durante 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista, principalmente se surgir vermelhidão, dor ou desconforto visual.

Ingestão:

Em caso de ingestão, se a quantidade for pequena (não mais que um gole), enxaguar a boca com água e consultar um médico. Em caso de ingestão acidental, consulte um médico e mostre-lhe o rótulo.

5. Medidas de combate a incêndios

Não aplicável.

Meios de extinção adequados:

Espuma, pó, extintor de água pulverizada, dióxido de carbono.

Equipamento de proteção especial para o pessoal de combate a incêndios:

Utilizar equipamentos de respiração autónomos em combinação com proteção isolante completa.

C. F. P. M. – 2 bis, chemin du Loup – 93290 Tremblay-en-France – FRANCE

Tel.: +33 (0)1 45 91 31 82

C. F. P. M.

Conception, Fabrication de produits médicaux et paramédicaux

Página 3 de 7

Riscos especiais resultantes da exposição à substância/preparação, aos produtos resultantes da combustão e aos gases produzidos:

Não respirar os fumos

6. Medidas em caso de dispersão accidental

Precauções individuais:

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Ver as medidas de proteção enumeradas nas secções 7 e 8.

Precauções para a proteção ambiental:

Conter e recolher os derrames com material absorvente não combustível, como por exemplo: areia, terra, vermiculite, terra diatomácea, em contentores adequados para a eliminação de resíduos.

Impedir qualquer a entrada em esgotos ou águas fluviais.

Método de limpeza:

Limpar, de preferência com um detergente, evitar o uso de solventes.

7. Manuseamento e armazenagem

As regras relativas aos locais de armazenagem também se aplicam aos gabinetes profissionais onde o produto é manuseado.

Prevenção de incêndios:

Impedir o acesso a pessoas não autorizadas.

Equipamentos e procedimentos recomendados:

Para a proteção individual, ver a secção 8.

Respeitar as recomendações indicadas no rótulo, bem como a regulamentação relativa à proteção no local de trabalho.

Evitar o contacto do produto com os olhos.

Equipamentos e procedimentos proibidos:

É proibido fumar, beber e comer nas instalações onde o produto é manuseado. Nunca abrir os recipientes pressionando-os.

Armazenagem: Manter o recipiente bem fechado e num local seco.

8. Controlo da exposição / proteção individual



Utilizar equipamentos de proteção individual de acordo com a Diretiva 89/686/CEE.

C. F. P. M. – 2 bis, chemin du Loup – 93290 Tremblay-en-France – FRANCE

Tel.: +33 (0)1 45 91 31 82

C. F. P. M.

Conception, Fabrication de produits médicaux et paramédicaux

Página 4 de 7

Proteção das mãos:

Crems protetores podem ser usados nas partes expostas da pele; no entanto, não devem ser aplicados após o contacto com o produto.

Em caso de contacto prolongado com as mãos, utilizar luvas apropriadas.

Proteção ocular/facial:

Evitar o contacto com os olhos.

Usar óculos de proteção.

Prever o lacrimejamento quando o produto é utilizado no consultório de forma contínua.

Proteção da pele:

Para obter mais detalhes, ver a seção 11 da FDS – Informação Toxicológica.

9. Propriedades físico-químicas

Informações gerais:

Estado físico:	Líquido, fluido
Cor:	amarelo – âmbar
Odor:	perfume frutado

Informações importantes sobre saúde, segurança e ambiente:

pH da substância/preparação	Ácido fraco
Quando a medição do pH for possível, o seu valor será	2,25.
pH em solução aquosa	0,5%: 3,10
Ponto/intervalo de ebulição	não aplicável
Ponto/intervalo de inflamação	não aplicável
Pressão de vapor	não aplicável
Densidade:	> 1
Solubilidade em água:	Solúvel

Outras informações:

Temperatura de autoignição:	não aplicável
Ponto/intervalo de decomposição:	não aplicável
Ponto/intervalo de fusão:	não aplicável

10. Estabilidade e reatividade

A preparação é estável nas condições de manuseamento e armazenagem recomendadas na secção 7 da FDS.

C. F. P. M. – 2 bis, chemin du Loup – 93290 Tremblay-en-France – FRANCE

Tel.: +33 (0)1 45 91 31 82

C. F. P. M.

Conception, Fabrication de produits médicaux et paramédicaux

Página 5 de 7

11. Informação toxicológica

Não existem informações toxicológicas relativas à preparação.

12. Informação ecológica

Não há informações ecológicas disponíveis sobre a preparação.

Deve evitar-se qualquer derrame através de escoadouros, esgotos ou canalizações de água.

Ecotoxicidade:

Muito tóxico para os organismos aquáticos.

De acordo com a Diretiva 2006/8/CE:

CAS	CE		
63449-41-2	264-151-6	CLORETO DE ALQUIL-BENZIL-DIMETILAMÓNIO	
		CL 50 (Peixes) 96h (mg/l)	0,850000
		CE (<i>Daphnia</i>) 48h (mg/l)	0,016000
		CI50 (Algas) 42h (mg/l)	0,020000
CAS	CE		
7173-51-5	230-525-2	CLORETO DE DODECIL-DIMETILAMÓNIO	
		CE 50 (<i>Daphnia</i>) 48h (mg/l)	0,060000

13. Considerações relativas à eliminação

Não verter em esgotos ou no curso de rios.

Resíduos: Reciclar ou eliminar de acordo com a legislação em vigor, preferencialmente em aterros sanitários ou mediante empresas de gestão de resíduos autorizadas.
Não contaminar o solo ou a água com resíduos, e também não os eliminar no ambiente.

Embalagens contaminadas: Esvaziar completamente o recipiente. Manter o(s) rótulo(s) no recipiente.
Enviar para uma empresa autorizada de gestão de resíduos.

Regulamentos locais: Ver os regulamentos relativos à eliminação de resíduos estabelecidos a nível local (município, comunidade, estado, etc.), sempre em conformidade com a Diretiva 75/442/CE relativa aos resíduos perigosos.

C. F. P. M. – 2 bis, chemin du Loup – 93290 Tremblay-en-France – FRANCE

Tel.: +33 (0)1 45 91 31 82

C. F. P. M.

Conception, Fabrication de produits médicaux et paramédicaux

Página 6 de 7

14. Informações relativas ao transporte

Transportar o produto de acordo com as disposições do ADR por estrada, do RID por ferrovia, do IMDG por mar e do ICAO/IATA para transporte aéreo (ADR 2005 – IMDG 2004 – ICAO/IATA 2005).

Classificação:

Poluente do meio aquático.



UN 3082 = Substância perigosa para o ambiente, Líquido, N.S.A
Cloreto de alquil-benzil-dimetilamónio

ADR/RID	Classe	Código	Grupo	Rótulo	Ident.	QL	Dispo	EQ	Cat	Túnel
	9	M6	III	9	90	Lq7	2274,335,601	E1	3	E
IMDG	Classe	2º Etq	Grupo	QL	FS	Dispo	EQ			
	9	-	III	5L	F-A,S-F	179, 274, 335, 909	E1			
IATA	Classe	2ºEtq	Grupo	passageiro	passageiro	Cargo	Cargo	Note	EQ	
	9	-	III	914	450 L	914	450L	A97 A158	E1	
	9	-	III	Y914	30 kg G	-	-	A97 A158	E1	

15. Informação sobre regulamentação

Esta preparação é utilizada como biocida.

Classificação de acordo com:

A Diretiva 1999/45/CE e suas alterações.

A classificação desta preparação foi realizada de acordo com a diretiva denominada “preparações perigosas” 1999/45/CE e suas alterações.

O Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) e suas alterações (Regulamento (CE) n.º 790/2009).

Classificação da preparação:

IRRITANTE



PERIGOSO PARA O AMBIENTE.



Contém 227-813-5 D-LIMONENO (R)-MENTA-1,8-DIENO. Pode provocar uma reação alérgica

Riscos específicos atribuídos à preparação e recomendações de prudência:

R 50 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

R 36 Irritante para os olhos.

S 61 Evitar a libertação para o ambiente.

C. F. P. M. – 2 bis, chemin du Loup – 93290 Tremblay-en-France – FRANCE

Tel.: +33 (0)1 45 91 31 82

C. F. P. M.

Conception, Fabrication de produits médicaux et paramédicaux

Página 7 de 7

- S 26 Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.
- S 60 Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos.
- S 57 Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

16. Outras informações

Como não conhecemos as condições de trabalho do utilizador, as informações dadas na presente ficha de dados de segurança baseiam-se no estado do nosso conhecimento atual e nas regulamentações nacionais e comunitárias.

O produto não pode ser utilizado para qualquer outra finalidade que não as especificadas na secção 1 sem o conhecimento prévio das instruções corretas de manuseamento.

É sempre responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para cumprir os requisitos das leis e regulamentos vigentes.

As informações fornecidas nesta ficha técnica devem ser consideradas como uma descrição dos requisitos de segurança relativos ao produto e não como uma garantia das suas propriedades.

Texto das frases R mencionadas na secção 3:

- R 10 Inflamável
- R 21/22 Nocivo por ingestão e em contacto com a pele.
- R 34 Provoca queimaduras
- R 36 Irritante para os olhos
- R 38 Irritante para a pele
- R 41 Risco de lesões oculares graves
- R 43 Pode causar sensibilização em contacto com a pele
- R 50 Muito tóxico para os organismos aquáticos.
- R 50/53 Muito tóxico para os organismos aquáticos, pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

Rotulagem do conteúdo (Regulamento CE n.º 648/2004-907/2006):

- menos de 5%: Agente tensioativo catiónico
- menos de 5%: Agente tensioativo não iónico
- desinfetante
- perfume
- fragrância alergénica: d-limoneno (r)-p-menta-1,8-dieno

Substância descrita numa ficha toxicológica do INRS:

- d-Limone (CAS 5989-27-5). Ver ficha toxicológica n.º 227 de 2004.
- Composto de ião amónio quaternário, alquil (C8-C18) benzil dimetil, cloreto (CAS 63449-41-2). Ver ficha toxicológica n.º 253 de 2005.