



BATA SANIDAD CIERRE DORSAL CON CINTAS EN TNT DE POLIPROPILENO

RECICLABLE	CONFORME a Directiva (UE)2016/425	COLOR AZUL	PRODUCTO SANITARIO	MATERIAL POLIPROPILENO VIRGEN 100% 35 gr +/- 2 gr	TALLA ÚNICA	LÍNEA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA	MODELO	EMPAQUETADO	DIMENSIONES	EMBALAJE PESO	EMBALAJES PALLET
05/02/033S	AZUL CIERRE CINTAS	10 pcs/bolsa 100 pcs/carton	47 x 29 x 31 cm	7,30 Kg	40 cajas

INFORMACIÓN

Cumplen el requisito del Reglamento de productos sanitarios (UE) 2017/745 y las siguientes normas armonizadas: EN ISO 14971: 2012 - EN 1041: 2008 - EN ISO 15223-1:2016 - EN ISO 10993-1: 2018 -EN ISO 10993-5:2009/EN ISO 10993-10:2013.

EMBALAJE (CONFORME A REGLAMENTO UE 2016/425)

MATERIAL CAJA: Cartón reciclado



EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión caja:

- Referencia
- Lote
- Descripción en español, inglés, francés, italiano y portugués
- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictograma MD
- Pictogramas para manipulación y conservación del producto.

MATERIAL BOLSA: Polietileno 100% Virgen (0% reciclado)
PESO: 7.08 gr *



EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión bolsa:

- Referencia
- Descripción en español, inglés, francés, italiano y portugués
- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictograma MD
- Pictograma reciclado

*El peso es un dato estadístico y puede sufrir variaciones.

CONTROL DE CALIDAD



- CONTROL DE CALIDAD EN ORIGEN
- CONTROL DE CALIDAD EN DESTINO

PRODUCCIÓN



- CORTADO
- COSIDO
- CONTROL DE CALIDAD
- ENVASADO

MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizar el producto **una sola vez**, la utilización prolongada o más de un solo uso minimizará las funciones para las que ha sido fabricado. En su colocación **debe de tener cuidado en no élongar más de lo que el producto permite**, ya que se corre el riesgo de romper el tejido .

ALMACENAJE


Almacenar en su envase original y en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°C, sin exponer a la luz solar directa.

OTROS MATERIALES

Elástico industrial recubierto de algodón (libre de látex).

CARACTERÍSTICAS

Sin olor, transpirable, hipoalergénico.



Plano frontal

MEDIDAS

DETALLE	MEDIDA (CM)	TOLERANCIA (CM)	ESTADO
A	105	(+/-2,0)	PLANO
B	68	(+/-2,0)	PLANO
C	25	(+/-2,0)	PLANO
D	136	(+/-4,0)	CONTORNO CERRADO
E	57	(+/-2,0)	ELÁSTICO ESTIRADO
F	15	(+/-1,0)	PLANO
G	160 CINTURÓN	(+/-3,0)	PLANO