

ESPAGNOL

Test Bowie & Dick Hygitech

HY-80009 La caja de 20

El Test Bowie & Dick de Hygitech es un dispositivo esencial para la verificación diaria de los esterilizadores a vapor. Está diseñado para asegurar que el vapor penetre eficazmente y que el aire sea evacuado correctamente, garantizando así una esterilización óptima de los instrumentos quirúrgicos.

Características y Ventajas Claves

- **Fiabilidad:** Permite una evaluación precisa y fiable de la eliminación de aire y la penetración del vapor en los esterilizadores.
- **Facilidad de Uso:** Simple de instalar, este test puede realizarse rápidamente antes de cada ciclo de esterilización.
- **Conformidad con Normas:** Diseñado en concordancia con las normas internacionales, garantizando un alto nivel de calidad y seguridad.

Ventajas Adicionales

- **Prevención de Riesgos:** El Test Bowie & Dick es crucial para prevenir fallos de esterilización, protegiendo así a los pacientes y a los profesionales.
- **Indicador Visual:** Proporciona un resultado claro y fácil de interpretar gracias a su indicador visual de cambio de color.
- **Universal:** Compatible con la mayoría de los esterilizadores a vapor, lo que lo convierte en una opción versátil para muchas prácticas dentales.

FAQ

- **¿Por qué es importante realizar el Test Bowie & Dick?** Asegura que el esterilizador funcione correctamente y que la esterilización de los instrumentos sea eficaz.
- **¿Con qué frecuencia debe realizarse este test?** Se recomienda realizarlo diariamente antes del primer ciclo de esterilización.
- **¿Cómo interpretar los resultados del test?** El cambio de color del indicador señala si el test ha sido exitoso o no. Es necesario seguir las indicaciones del manual tanto para el uso como para la interpretación de los resultados.

Recomendaciones de Productos Complementarios

- **Bolsas de Esterilización:** Para una protección y conservación óptima de los instrumentos esterilizados.
- **Indicadores Biológicos:** Para una verificación adicional de la eficacia de la esterilización.
- **Bandas Indicadoras de Esterilización:** Para un control visual rápido y eficaz de la esterilización.
- **Helix Test**

- **Indicadores Biológicos**

PORTUGAIS

Teste Bowie & Dick Hygitech

HY-80009 A caixa de 20

O Teste Bowie & Dick da Hygitech é um dispositivo essencial para a verificação diária dos esterilizadores a vapor. Ele é projetado para garantir que o vapor penetre de forma eficaz e que o ar seja corretamente evacuado, garantindo assim uma esterilização ótima dos instrumentos cirúrgicos.

Características e Vantagens Principais

- **Confiabilidade:** Permite uma avaliação precisa e confiável da remoção de ar e da penetração do vapor nos esterilizadores.
- **Facilidade de Uso:** Simples de configurar, este teste pode ser realizado rapidamente antes de cada ciclo de esterilização.
- **Conformidade com Normas:** Projetado de acordo com as normas internacionais, garantindo um alto nível de qualidade e segurança.

Vantagens Adicionais

- **Prevenção de Riscos:** O Teste Bowie & Dick é crucial para prevenir falhas de esterilização, protegendo assim os pacientes e os profissionais.
- **Indicador Visual:** Fornece um resultado claro e fácil de interpretar graças ao seu indicador visual de mudança de cor.
- **Universal:** Compatível com a maioria dos esterilizadores a vapor, o que o torna uma escolha versátil para muitas práticas dentárias.

FAQ

- **Por que é importante realizar o Teste Bowie & Dick?** Ele garante que o esterilizador esteja funcionando corretamente e que a esterilização dos instrumentos seja eficaz.
- **Com que frequência deve-se realizar este teste?** Recomenda-se realizá-lo diariamente antes do primeiro ciclo de esterilização.
- **Como interpretar os resultados do teste?** A mudança de cor do indicador sinaliza se o teste foi bem-sucedido ou não. É necessário seguir as indicações do manual tanto para o uso quanto para a interpretação dos resultados.

Recomendações de Produtos Complementares

- **Bolsas de Esterilização:** Para uma proteção e conservação ótima dos instrumentos esterilizados.
- **Indicadores Biológicos:** Para uma verificação adicional da eficácia da esterilização.
- **Fitas Indicadoras de Esterilização:** Para um controle visual rápido e eficaz da esterilização.

- **Helix Test**
- **Indicadores Biológicos**