


VALO™ X



NOMBRE DE PRODUCTO

VALO X Colors:

- **Negro** - Un tono clásico para el clínico que lidera con confianza.
- **Rojo** - Alimenta tu pasión. Domina la escena.
- **Rosa** - Una elección radiante para quienes se atreven a destacar.
- **Gris** - Un diseño sofisticado para mentes modernas.
- **Verde** - Para quienes innovan más allá del horizonte.
- **Azul** - Donde la serenidad se une a la elegancia. Un pulso firme disipa la tormenta
- **Morado** - Una tonalidad profunda que fusiona intelecto e imaginación. Ve más allá de lo ordinario.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

La nueva colección de colores **VALO X** ha sido diseñada cuidadosamente para que los dentistas puedan expresar su estilo único e infundir personalidad a sus espacios clínicos, manteniendo siempre los estándares más altos de calidad asistencial. Con este lanzamiento, VALO X vuelve a redefinir lo que puede ser una lámpara de fotopolimerización al combinar un diseño elegante con colores inspiradores y su característica tecnología avanzada y prestaciones de vanguardia:

- Cuerpo de aluminio de grado aeroespacial para una durabilidad extrema.
- Diseño ergonómico para un acceso óptimo y mayor comodidad.
- Lente LED de 12,5 mm personalizado para una excelente profundidad de curado y colimación del haz.
- Dos modos de potencia: Standard Power y Xtra Power.
- Modos integrados de ayuda **diagnóstica: Luz Negra y Luz Blanca.**
- Compatible con 5 lentes accesorias.
- Garantía del fabricante de 5 años.

Referencias	Descripción	Contenido del Kit
6539-	VALO X Negra	<p>Cada referencia incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Lámpara LED de fotopolimerización VALO X 1 x Lente difusora 2 x Baterías recargables 1 x Cargador de baterías 1 x Fuente de alimentación (para el cargador y adaptador de cable*) 1 x Escudo de protección frente a luz azul 1 x Pack de muestra de fundas desechables <p>* El adaptador de cable no está incluido</p>
6519-	VALO X Azul	
6499-	VALO X Verde	
6498-	VALO X Gris	
6497-	VALO X Rosa	
6496-	VALO X Roja	
6538-	VALO X Morada	

DIMENSIONES DE LA CAJA

<p>Longitud: 12.34 in (313 mm) Anchura: 4.82 in (122 mm) Altura: 4.25 in (108 mm) Peso: 2.769 lbs (1.255 Kg)</p>	
<p>Imagen de la referencia 6499- se muestra únicamente como referencia visual; todas las demás referencias tienen el mismo diseño de caja, diferenciándose únicamente por una pegatina en la esquina que facilita la identificación del color.</p>	

