



FICHA TÉCNICA

Producto	Rollo de esterilización								
Referencias	<table> <tr> <th>REFERENCE</th><th>DESIGNATION</th></tr> <tr> <td>3179174</td><td>ROLLO DE ESTERILIZACIÓN SMART (5CM X 200M)</td></tr> <tr> <td>3179175</td><td>ROLLO DE ESTERILIZACIÓN SMART (7,5CM X 200M)</td></tr> <tr> <td>3179176</td><td>ROLLO DE ESTERILIZACIÓN SMART (10CM X 200M)</td></tr> </table>	REFERENCE	DESIGNATION	3179174	ROLLO DE ESTERILIZACIÓN SMART (5CM X 200M)	3179175	ROLLO DE ESTERILIZACIÓN SMART (7,5CM X 200M)	3179176	ROLLO DE ESTERILIZACIÓN SMART (10CM X 200M)
REFERENCE	DESIGNATION								
3179174	ROLLO DE ESTERILIZACIÓN SMART (5CM X 200M)								
3179175	ROLLO DE ESTERILIZACIÓN SMART (7,5CM X 200M)								
3179176	ROLLO DE ESTERILIZACIÓN SMART (10CM X 200M)								
Descripción del producto	Rollo de esterilización de 200 m, disponible en 3 anchos.								
Visuales									
Características y datos técnicos	Papel médico : 60 gramos Película de PET : 52µm de color azul Cada rollo está empaquetado individualmente bajo película de plástico. Cierre de la bolsa : 180°C Esterilización con vapor : 132°C Los indicadores cambian de azul a verde oscuro Esterilización con óxido de etileno : 55°C Los indicadores cambian de rosa a amarillo Conformes a las normas: • EN 868:5 • ISO 11607 : 1-2 • ISO 1140-1								
Embalaje	Rollo de 200m								
Vida útil	5 años desde la fecha de fabricación 24 meses desde la fecha de esterilización, siempre que la integridad de la bolsita no se haya visto comprometida								

Indicaciones de uso	CONSERVAR EN SECO, PROTEGER DE LA LUZ SOLAR NO UTILIZAR SI EL EMBALAJE ESTÁ DAÑADO 
Informaciones legales	Dispositivo médico de clase I según la Directiva (EU) 2017/745 Marcaje CE Fabricante : HUBEI QIANJIANG KINGPHAR

Version 2

Date : 06/07/2025