

FICHA TÉCNICA

Limas CAT R&S

Ref.: 0281875 e 0281876



| Lima K N.º | Lima K N.º | Cor ISO | Comprimentos disponíveis |
|------------|------------|---------|--------------------------|
| 10 | | ● | 21 mm – 25 mm – 29 mm |
| 15 | 45 | ○ | 21 mm – 25 mm – 29 mm |

Embalagem e utilização:

Vendido em blisters de 6 instrumentos.

Máximo de 2 utilizações por lima em condições normais.

Especificações:

Os instrumentos têm uma conicidade de 2%.

A ponta dos instrumentos é inativa.

Os instrumentos têm uma secção quadrada.

Os instrumentos estão em conformidade com a norma ISO 3630-1.

Materiais utilizados:

Cabo: Plástico esterilizável

Stop: Silicone

Lâmina: Aço inoxidável

Os instrumentos não estéreis são esterilizáveis a 135°C durante 18 minutos.

Armazenagem:

Conservar à temperatura ambiente.

Classificação:

Classe I



Conception et Fabrication de Produits Médicaux et Paramédicaux

Sistema de rastreabilidade:

Referência, número de lote e código de barras indicados sobre o blister.

Identificação do fabricante:

C. F. P. M.

2 bis, chemin du Loup

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE - FRANCE

Versão da ficha: n.º 1 – 30/09/2013